



## Schnelle und einfache Analyse Ihres ORGA 6141 online mit der ORGA Service App

Die ORGA Service App bietet die Möglichkeit das **ORGA 6141 online** schnell und einfach zu analysieren, um einheitliche Reports und Datensätze zu erstellen, die als PDF- oder CSV-Datei gespeichert werden.

Die App beschleunigt und vereinfacht den Prozess für die Instandhaltung und Fehleranalyse, den Austausch und die Neuinbetriebnahme des **ORGA 6141 online**.



EINFACHE DATENERFASSUNG



EINFACHER EXPORT



EINHEITLICHE REPORTS



# Die Leistungen zusammengefasst

- Das ORGA 6141 online ist in der Lage sieben (7) unterschiedliche QR-Codes zu generieren. Unter (1) Info/Service wird über einen Link auf unsere Website weitergeleitet. Die sieben (7) auslesbaren QR-Codes geben dem/der Techniker/ in Informationen über folgende technischen Daten des ORGA 6141 online (siehe Abb. 1).
- Die ORGA Service App ermöglicht es die auf dem ORGA 6141 online (ab Firmwareversion 3.8.0) anzeigbaren QR-Codes einzuscannen und die technischen Produktdaten übersichtlich darzustellen.
- Des Weiteren können Installations-, Austausch- und Fehlerreports nach Kunden/innen und den dort installierten ORGA 6141 online einheitlich angelegt und gesichert werden.
- Die ORGA Service App erlaubt das Speichern von Datensätzen und Reports als PDF- und CSV-Dateien.



Abb. 1

## Hauptfunktionen der ORGA Service App



Der Startscreen zeigt die sechs Hauptfunktionen der Applikation.

### QR-Code Scan

Hierüber wird der QR-Code Scanner geöffnet, um den QR-Code vom Display des ORGA 6141 online einzuscannen.

### Reports

Hier können Installations-, Austausch- und Fehlerreports erstellt und eingesehen werden.

### Anwenderdaten

In diesem Bereich können die persönlichen Anwenderdaten hinterlegt werden.

### Datensätze

Die mittels QR-Code übertragenen Datensätze sind hier hinterlegt.

### PDF-Archiv

In diesem Bereich liegen sämtliche Reports und Datensätze als PDF-Dateien.

### Kundendaten

Hierüber erfolgt die Auswahl des Kunden sowie die Neuanlage und Bearbeitung von Kundenprofilen.

### Technische Voraussetzungen / Systemvoraussetzungen

#### ORGA 6141 online

**Mindestvoraussetzung:**  
Firmwareversion V3.8.0

#### Mobile Device

**Mindestvoraussetzung:**  
Betriebssystem iOS 13

### Eckdaten zur Anwendung

**Speichern der Datensätze:**  
Innerhalb der App

**Speichern der Reports:**  
Auf dem Smart Device

**Versand der Reports (via WhatsApp oder E-Mail):**  
Ist aktuell nur vom Smart Device möglich



**Worldline Healthcare GmbH**  
Konrad-Zuse-Ring 1 / D-24220 Flintbek  
Tel.: 04347-90 111 11 / Fax: 04347-90 111 22  
kontakt.ihc@ingenico.com / www.ingenico.de/healthcare



**Healthcare**